

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd22 Di Topo Per If-P E Fc - P35329

Numero articolo: CM0011893

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD22 di topo (Siglec-2). Validato per immunofluorescenza (IF-P) e citometria a flusso (FC) su cellule B di topo. Ideale per la ricerca sulla biologia delle cellule B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD22 di topo
Note/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Specie	Topo
ID del gene (umano)	933
ID del gene (topo)	12483
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-151 del CD22 di topo (NP_033975.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35329
Peso della proteina	89 kDa / 93 kDa / 97 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante