

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd22 Per If-P E Fc - P35329

Numero articolo: CM0008662

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia il CD22 di topo. Validato per immunofluorescenza (IF-P) e citometria a flusso (FC). Adatto per studi di biologia dei linfociti B che coinvolgono differenziazione, presentazione antigenica e traffico cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD22
Annotazioni/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Specie	Topo
GeneID (Umano)	933
GeneID	12483
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-151 del CD22 di topo (NP_033975.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF-P, FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P35329
Peso proteico	89kDa/93kDa/97kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio