


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd226/Dnam-1 Per Fc - Q8K4F0

Numero articolo: CM0004997



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per CD226/DNAM-1 di topo (SWISS Q8K4F0), validato per citometria a flusso. CD226 è un recettore costimolatorio su cellule NK e CTL, che aumenta la citotossicità contro cellule infettate o tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD226/DNAM-1
Note/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Topo
ID Gene (Uomo)	10666
ID Gene (Topo)	225825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-254 di CD226/DNAM-1 di topo (NP_848802.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q8K4F0
Peso Proteico	38 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio