


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd226/Dnam-1 () Per Citometria A Flusso - Q8K4F0

Numero articolo: CM0008532



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato con diretto contro CD226/DNAM-1 di topo. Validato per citometria a flusso per studiare l'adesione delle cellule immunitarie, la citotossicità di NK e CTL e la segnalazione linfocitaria. Reagisce con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD226/DNAM-1 mAb
Note/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	10666
ID gene	225825
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-254 di CD226/DNAM-1 di topo (NP_848802.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8K4F0
Peso molecolare proteico	38kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio