

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd23 Per Citometria A Flusso - P20693

Numero articolo: CM0008573

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato contro CD23 (FceRII) di topo, validato per la citometria a flusso. Recettore a bassa affinità per IgE coinvolto nella differenziazione delle cellule B e nella regolazione delle IgE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD23 mAb
Note/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	2208
Gene ID (Mouse)	14128
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-331 del CD23 murino (NP_038545.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P20693
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio