

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd23 Di Topo Per Citometria A Flusso - P20693

Numero articolo: CM0010709

introduzione

Esplora questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD23 di topo (recettore a bassa affinità per IgE, Fcεr2). Validato per la citometria a flusso, ideale per la ricerca sulla differenziazione delle cellule B e sulla regolazione delle IgE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD23 di topo
Note/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Specie	Topo
GeneID (Umano)	2208
GeneID	14128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-331 del CD23 di topo (NP_038545.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P20693
Peso molecolare proteico	37 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio