

Coniglio Anti-Mouse Cd23 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P20693

Numero articolo: CM0006168

introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Mouse CD23 (Fcer2), convalidato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore a bassa affinità per IgE coinvolto nella regolazione delle IgE, nella differenziazione delle cellule B e nell'attivazione dei macrofagi. Ideale per la ricerca sulle allergie e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD23 mAb
Note/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	2208
GeneID	14128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-331 del CD23 murino (NP_038545.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P20693
Peso Proteico	37KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio