

Mab Coniglio Anti-Mouse Cd24 Per Fc - P24807

Numero articolo: CM0005224

introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse CD24 per la rilevazione citofluorimetrica del CD24 murino. Reattività di specie validata: topo. Ideale per il profilo delle cellule immunitarie e la ricerca sulle malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD24
Annotazioni/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nettadrina
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	100133941
GenelD	12484
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 della CD24 murina (NP_033976.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P24807
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio