

Coniglio Anti-Mouse Cd24 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P24807

Numero articolo: CM0010387

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD24 di topo (HSA, Ly-52, nectadrina) per citometria a flusso. Riconosce il CD24 di topo. Adatto per studi sulla differenziazione e l'attivazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD24 mAb
Osservazioni/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	100133941
Gene ID (Mouse)	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo (NP_033976.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P24807
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio