

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd24 Di Topo Coniugato Con Per If/Fc - P24807

Numero articolo: CM0008668

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD24 di topo, validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Strumento affidabile per la ricerca sulle cellule immunitarie, inclusi l'attivazione delle cellule B e lo sviluppo dei timociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD24 di topo
Alias	HSA, Cd24, Ly-52, nectadrina
Reattività della specie	Topo
ID del gene umano	100133941
ID del gene del topo	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo (NP_033976.1)
Origine	Coniglio
Tipo di anticorpo	Anticorpi monoclonali
Applicazioni	IF/ICC, IF-P, FC
Reattività crociata	Topo
Codice di accesso UniProt	P24807
Peso molecolare previsto	8 kDa
Condizioni di spedizione	Borsa refrigerante