

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd24 Per If/Icc E Fc - P24807

Numero articolo: CM0005690

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD24 di topo per immunofluorescenza (IF/ICC) e citometria a flusso (FC). CD24 è una glicoproteina di superficie cellulare ancorata a GPI coinvolta nella differenziazione cellulare, nello sviluppo dei timociti, nell'attivazione dei linfociti B e nell'autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
Note / Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Specie	Topo
GeneID (Umano)	100133941
GeneID	12484
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-53 della CD24 di topo (NP_033976.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P24807
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio