

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd25 Per Fc - P01590

Numero articolo: CM0008519

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che riconosce il CD25 murino (recettore alfa dell'IL-2). Reagisce specificamente con il CD25 murino. Validato per applicazioni di citometria a flusso in immunologia e nella ricerca sulle cellule T regolatorie, adatto per studiare i meccanismi di tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-topo CD25
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3559
ID Gene	16184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 del CD25 murino (NP_032393.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01590
Peso Proteico	30KDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio