

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Contro Cd25 Di Topo Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0008908

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD25 (IL-2R α) di topo per citometria a flusso. Validato su topo. Bersaglia la subunità alfa del recettore dell'interleuchina-2, un regolatore chiave della tolleranza immunitaria mediata dalle Treg.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit anti-Mouse CD25
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 della CD25 di topo. (NP_032393.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01590
Peso proteico	30KDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio