

Coniglio Anti-Mouse Cd25 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0011348

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD25 coniugato con ABflo 450 di alta qualità per citometria a flusso. Riconosce il CD25 murino (recettore alfa dell'IL-2), consentendo l'identificazione dei Treg e la ricerca sulla tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD25 mAb
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 del CD25 murino (NP_032393.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P01590
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio