

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd25 Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0007847

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit che bersaglia CD25 (IL2RA) di topo, validato per citometria a flusso. Utile per l'identificazione dei Treg e studi sul recettore dell'IL-2. Specifico per topo, 30kDa. - P01590

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
Note / Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GenelD (Uomo)	3559
GenelD	16184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 di CD25 di topo (NP_032393.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P01590
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio