

Coniglio Anti-Mouse Cd25 Anticorpo Monoclonale (IL2Ra, P55) Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0012578

introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Mouse CD25, validato per la citometria a flusso. Bersaglia IL2RA/p55 di topo (UniProt P01590, 30 kDa). Ideale per la ricerca sulla citometria a flusso di Treg e tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD25 mAb
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	3559
ID Gene	16184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 del CD25 di topo (NP_032393.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P01590
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio