


Anticorpo Monoclonale Conigliato Anti-Mouse Cd252 (Ox40 Ligando) Per If/Icc, Fc - P43488

Numero articolo: CM0009979



introduzione

Anticorpo monoclonale conigliato coniugato specifico per CD252 (OX40 Ligando) murino. Validato per IF/ICC e FC. Co-stimola la proliferazione dei linfociti T e la produzione di citochine. Proteina di membrana di ~22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD252 (OX40 Ligand) mAb
Note / Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	7292
ID Gene	22164
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-198 della CD252 (OX40 Ligando) murina (NP_033478.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P43488
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio