


Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd252 (Ligando Ox40) Per If/Icc, Fc - P43488

Numero articolo: CM0005110



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD252 (Ligando OX40) di topo, validato per IF/ICC e FC. L'immunogeno ricombinante (aa 51-198) garantisce specificità. Ideale per la ricerca sulla co-stimolazione dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD252 (OX40 Ligand) mAb
Note/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	7292
ID gene	22164
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P43488
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio