

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd262/Trailr2 Per Fc - Q9Qzm4

Numero articolo: CM0010289

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità specifico per CD262/TRAILR2 (Recettore di morte 5) di topo. Validato per citometria a flusso per studiare l'apoptosi, la segnalazione di TRAIL e lo stress del reticolo endoplasmatico nei tessuti di cuore, polmone e rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD262/TRAILR2
Note/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	8795
ID gene	21933
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-170 di CD262/TRAILR2 di topo (NP_064671.2)).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9QZM4
Peso proteico	42 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio