

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd262/Trailr2 Per Fc - Q9Qzm4

Numero articolo: CM0008404

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD262/TRAILR2 del topo (Recettore della morte 5, MK). Validato per la citometria a flusso. Rileva una proteina di 42 kDa, reagisce con il topo. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD262/TRAILR2
Note/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Specie	Topo
GeneID (umano)	8795
GeneID	21933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 53-170 del CD262/TRAILR2 del topo (NP_064671.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QZM4
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio