

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd262/Trailr2 Per Citometria A Flusso - Q9Qzm4

Numero articolo: CM0005340

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD262/TRAILR2 (DR5) del topo, un recettore della morte che media l'apoptosi in seguito al legame con TRAIL. Progettato per il rilevamento in citometria a flusso in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Topo CD262/TRAILR2
Osservazioni/Alias	MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
Specie	Topo
GeneID (Umano)	8795
GeneID	21933
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 53-170 del CD262/TRAILR2 del topo (NP_064671.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9QZM4
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio