

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd267/Taci Per Fc - Q9Et35

Numero articolo: CM0012212

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia CD267/TACI di topo (SWISS: Q9ET35) per citometria a flusso (FC). Ideale per studi sulla funzionalità dei linfociti B e T e per la ricerca sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD267/TACI
Note/Alias	Taci; 1200009E08Rik
Specie	Topo
ID gene (Umano)	23495
ID gene	57916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5-129 di CD267/TACI di topo (NP_067324.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9ET35
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio