

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mouse Cd267/Taci Per Fc - Q9Et35

Numero articolo: CM0011377

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro CD267/TACI murino (TNFRSF13B). Validato mediante citometria a flusso (FC). Reagisce con il topo. Utile per studi sulla funzione delle cellule B e T, la ricerca sull'immunità umorale e le applicazioni diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Mouse CD267/TACI
Note/alias	Taci; 1200009E08Rik
Specie	Topo
ID del gene (umano)	23495
ID del gene (topo)	57916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5-129 di CD267/TACI murino (NP_067324.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9ET35
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante