

## Anticorpo Monoclonale Abflo 647 Coniugato, Coniglio Anti-Mouse Cd267/Taci Per Citometria A Flusso - Q9Et35

Numero articolo: CM0012452

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ABflo 647 contro il CD267/TACI del mouse, validato per la citometria a flusso. Mira a un recettore coinvolto nell'immunità delle cellule B e T e nella regolazione umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                             |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nome del prodotto     | mAb coniglio anti-mouse CD267/TACI |
| Note/Alias            | Taci; 1200009E08Rik                |
| Specie                | Mouse                              |
| ID Gene (Umano)       | 23495                              |
| ID Gene               | 57916                              |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante              |
| Origine               | Coniglio                           |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali              |
| Applicazione          | FC                                 |
| Reattività incrociata | Mouse                              |
| SWISS                 | Q9ET35                             |
| Peso proteico         | 27kDa                              |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                  |