

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd270/Hvem Per Fc - Q80Wm9

Numero articolo: CM0008893



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per CD270/HVEM di topo. Validato per citometria a flusso (FC), permette la rilevazione di questo recettore per checkpoint immunitari in applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD270/HVEM mAb
Note/Alias	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Specie	Topo
GenelD (Umano)	8764
GenelD	230979
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-207 di CD270/HVEM di topo (NP_849262.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q80WM9
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio