

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd272/Btla Per Citometria A Flusso - Q7Tsa3

Numero articolo: CM0005888



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio specifico per il topo CD272/BTLA, validato per la citometria a flusso. Adatto per studiare la funzione del recettore inibitorio e la regolazione immunitaria nelle cellule T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse CD272/BTLA
Osservazioni/Alias	A630002H24
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	151888
Gene ID	208154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-176 del topo CD272/BTLA (NP_001032808.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q7TSA3
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio