


Anticorpo Monoclonale Coniugato Con Coniglio Anti-Topo Cd274/Pd-L1 Per Citometria A Flusso - Q9Ep73

Numero articolo: CM0012507



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD274/PD-L1 coniugato con , validato per la citometria a flusso. Rileva PD-L1 (B7-H1, Q9EP73) su cellule di topo. Ideale per studi di immuno-oncologia. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD274/PD-L1
Note/Alias	B7h1; Pd1l; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	29126
ID Gene	60533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-235 del CD274/PD-L1 del topo (NP_068693.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio