


Coniglio Anti-Mouse Cd274/Pd-L1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q9Ep73

Numero articolo: CM0010193



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio che si targeting del CD274/PD-L1 murino per applicazioni di citometria a flusso. Reagisce con campioni di topo; 32 kDa. Ideale per lo studio delle vie dei checkpoint immunitari e dell'immunità anti-tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD274/PD-L1 mAb
Note/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	29126
GeneID	60533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-235 del CD274/PD-L1 murino (NP_068693.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio