


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd274/Pd-L1 Di Topo () Per Citometria A Flusso - Q9Ep73

Numero articolo: CM0008928



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD274/PD-L1 di topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sui checkpoint immunitari e la ricerca sull'immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD274/PD-L1 di topo
Note/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	29126
GeneID	60533
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9EP73
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante