

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd28 Per Fc - P31041

Numero articolo: CM0009685



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD28 di topo, coniugato ad . Validato per la citometria a flusso. Ideale per studi sull'attivazione delle cellule T e sull'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD28 mAb
Note/Alias	Cd28
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	940
ID Gene	12487
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-149 del CD28 di topo (NP_031668.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio