

Coniglio Anti-Mouse Cd28 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P31041

Numero articolo: CM0012097



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD28 murino per citometria a flusso. Specifico per CD28 murino, riconosce una proteina di 25 kDa. Adatto per la ricerca di immunologia delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD28 mAb
Osservazioni/Alias	Cd28
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	940
Gene ID	12487
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-149 del CD28 murino (NP_031668.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio