

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) Per Fc - P49300 / Q8Jzn1

Numero articolo: CM0010921

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia CD301 (MGL1/2) di topo, adatto per citometria a flusso. Riconosce Clec10a/Clec10b, lectine chiave dei macrofagi coinvolte nell'immunità e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD301 (MGL1/2) mAb
Note / Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	10462/54551
ID Gene	17312/216864
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-304 di CD301a di topo (NP_034926.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso Proteico	34kDa/38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio