

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd301 (Mgl1/2) Per Citometria A Flusso - P49300 / Q8Jzn1

Numero articolo: CM0011628

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD301 (MGL1/2) di topo. Specifico per citometria a flusso, reagisce con campioni di topo. Riconosce le lectine macrofagiche di tipo galattosio, utile per studi di immunologia e infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD301 (MGL1/2)
Annotazioni/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-304 della CD301a di topo (NP_034926.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso proteico	34kDa/38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio