

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd301 (Mgl1/2) Per Citometria A Flusso - P49300 / Q8Jzn1

Numero articolo: CM0010078

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-topo CD301 (MGL1/2) per citometria a flusso. Rileva CD301a e CD301b del topo, lectine specifiche per galattosio/N-acetilgalattosamina su macrofagi attivati, coinvolte nelle risposte immunitarie. Validato su campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD301 (MGL1/2)
Note/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 57-304 di CD301a del topo (NP_034926.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso Molecolare Proteico	34kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio