


Mab Rabbit Anti-Mouse Cd304/Neuropilin-1 Per Fc - P97333

Numero articolo: CM0006045



introduzione

mAb Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1 per citometria a flusso (FC). Rileva la Neuropilina-1 murine (SWISS P97333), un recettore coinvolto nell'angiogenesi e nello sviluppo neuronale. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1
Note/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	8829
GeneID	18186
Immunogeno	Proteina ricombinante/proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-856 della CD304/Neuropilin-1 di topo (NP_032763.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P97333
Peso proteico	103 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio