


Coniglio Anti-Mouse Cd317/Bst2 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - Q8R2Q8

Numero articolo: CM0004805



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-mouse CD317/BST2 per citometria a flusso. Riconosce il fattore di restrizione antivirale indotto da IFN BST2 espresso sulle cellule dendritiche plasmacitoidi per studiare l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD317/BST2 mAb
Osservazioni/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	684
Gene ID	69550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 55-152 del CD317/BST2 murino (NP_932763.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a Flusso (FC)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q8R2Q8
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio