


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd317/Bst2 Per Citometria A Flusso - Q8R2Q8

Numero articolo: CM0010536



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD317/BST2 (GREG, HM1.24) di topo, validato per citometria a flusso. Riconosce un antigen stromale del midollo osseo di 19kDa coinvolto nella restrizione antivirale. Adatto per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD317/BST2 mAb
Note/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	684
GeneID	69550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-152 di CD317/BST2 di topo (NP_932763.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q8R2Q8
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio