

Coniglio Anti-Mouse Cd34 Mab - Q64314

Numero articolo: CM0010351

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD34 di topo per IF/ICC e FC. Bersaglia l'antigene CD34 delle cellule progenitrici ematopoietiche (Q64314). Ideale per la ricerca e la diagnostica sulle cellule staminali di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
GeneID (umano)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-287 della CD34 di topo (NP_598415.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso proteico	35kDa/41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio