

Coniglio Anti-Mouse Cd34 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q64314

Numero articolo: CM0004836

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Mouse CD34 per citometria a flusso. Riconosce il CD34 murino (41kDa), coinvolto nell'adesione delle cellule progenitrici ematopoietiche e nell'attacco delle cellule staminali. Adatto per saggi FC su topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD34 mAb
Osservazioni/Alias	CD34; Molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 35-287 del CD34 murino (NP_598415.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q64314
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio