

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd34 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q64314

Numero articolo: CM0009441

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD34 di topo, coniugato con per citometria a flusso. Bersaglia l'antigene CD34 delle cellule progenitrici ematopoietiche, un marcatore chiave nella ricerca sulle cellule staminali e sull'ematopoiesi. Adatto per campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-CD34 di topo
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	947
ID gene	12490
Immunogeno	Proteina ricombinante (aa 35-287 del CD34 di topo, NP_598415.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio