

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Con Coniglio Anti-Topo Cd352/Slamf6 Per Citometria A Flusso - Q9Et39

Numero articolo: CM0009119

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che mira al CD352/SLAMF6 del topo per citometria a flusso. Adatto per studiare la modulazione delle cellule immunitarie, l'attivazione delle cellule NK e la differenziazione delle cellule T nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio anti-Topo CD352/SLAMF6
Note/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Specie	Topo
GeneID (Umano)	114836
GeneID (Topo)	30925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-235 del CD352/SLAMF6 del topo (NP_001334115.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9ET39
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio