

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd366 (Tim-3) Di Topo Per Citometria A Flusso - Q8Vim0

Numero articolo: CM0010198



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro TIM-3 (CD366) di topo per citometria a flusso. Specifico per il topo, senza reattività crociata. Adatto allo studio della regolazione dei checkpoint immunitari nelle cellule Th1, nelle cellule T CD8+ e nelle cellule NK e nei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD366 (TIM-3) di topo
Note/alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Specie	Topo
GeneID (umano)	84868
GeneID	171285
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q8VIM0
Peso della proteina	22kDa/31kDa
Spedizione	Borsa refrigerante