

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd38 Di Topo Per Fc - P56528

Numero articolo: CM0005263



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro il CD38 di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per studiare il ruolo del CD38 nella segnalazione, attivazione e migrazione dei linfociti in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
Note/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 del CD38 di topo (NP_031672.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P56528
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio