


Coniglio Anti-Mouse Cd38 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P56528

Numero articolo: CM0012570



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD38 murino. Validato per la citometria a flusso (FC). Riconosce il CD38 murino, una glicoproteina transmembrana multifunzionale coinvolta nella mobilizzazione del calcio, nella trasduzione del segnale e nell'attivazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD38 mAb
Note/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Mouse
GeneID (umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 del CD38 murino (NP_031672.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P56528
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio