


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd38 Per Citometria A Flusso - P56528

Numero articolo: CM0007922



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD38 coniugato per citometria a flusso. Rileva CD38, una glicoproteina transmembrana multifunzionale coinvolta nella mobilizzazione del calcio, nell'attivazione dei linfociti e nella segnalazione mediata dai recettori. Adatto per studi di profilazione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
Osservazioni/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Mouse
GeneID (umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-304 del CD38 murino (NP_031672.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P56528
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio