

Coniglio Anti-Mouse Cd4 Mab - P06332

Numero articolo: CM0011299

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD4 convalidato per citometria a flusso. Riconosce il CD4 murino (L3T4), un marcatore di superficie dei linfociti T helper. Adatto per immunofenotipizzazione e ricerca sui linfociti T in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-Mouse CD4 mAb
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	920
ID gene	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06332
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio