

Coniglio Anti-Mouse Cd4 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P06332

Numero articolo: CM0008495

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato derivato da coniglio che si lega al CD4 murino (L3T4, Ly-4). Validato per la citometria a flusso (FC) in campioni di topo. Adatto per l'analisi delle cellule T-helper e per l'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD4 mAb
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	920
Gene ID	12504
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio