

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd4 Per Fc - P06332

Numero articolo: CM0005520

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD4 di topo, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per l'identificazione delle cellule T helper e l'immunofenotipizzazione in campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse CD4
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
GenelD (umano)	920
GenelD	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 di topo (NP_038516.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio