

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd4 Di Topo Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0009740

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 di topo coniugato con per citometria a flusso. Validato per campioni di topo. Ideale per l'identificazione delle cellule T helper e gli studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD4 di topo
Note/Alias	L3T4; Ly-4
Specie	Topo
GeneID (umano)	920
GeneID (topo)	12504
Immunogeno	Proteina ricombinante / proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 di topo (NP_038516.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06332
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante