

## Abflo 488 Coniglio Anti-Mouse Cd4 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0005612

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD4 murino, coniugato con ABflo 488, specificamente progettato per la citometria a flusso. Riconosce il CD4 murino (51 kDa), un marcatore delle cellule T helper. Adatto per la ricerca immunologica e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Coniglio anti-Mouse CD4 mAb                                                                                                   |
| Osservazioni/Alias  | L3T4; Ly-4                                                                                                                    |
| Specie              | Mouse                                                                                                                         |
| Gene ID (Umano)     | 920                                                                                                                           |
| Gene ID (Mouse)     | 12504                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 del CD4 murino (NP_038516.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | FC                                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Mouse                                                                                                                         |
| SWISS               | P06332                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 51kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |